



DÉSINFECTANTS POUR ENDOSCOPES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

ACTOSED® FORTE READY

Désinfectant de haut niveau pour endoscopes
et instruments médicaux

- ✓ Contient 2 % de glutaraldéhyde
- ✓ Désinfection de haut niveau
- ✓ Utilisation sûre pour les instruments médicaux et les endoscopes grâce à une compatibilité élevée avec les matériaux
- ✓ Activité bactéricide, mycobactéricide, virucide, fongicide et sporicide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Convient pour une utilisation manuelle ou avec une machine à laver les endoscopes



Actosed® Forte Ready assure une désinfection de haut niveau des endoscopes et instruments médicaux. La solution **Actosed® Forte Ready** peut être utilisée de 15 à 28 jours, selon le degré de saleté de la solution au fur des utilisations. La concentration minimale efficace doit être vérifiée à l'aide des bandelettes réactives.



German Company



ACTO® Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement
Active Chemical Technology Organisation

ACTOSED® FORTE READY



Désinfectant de haut niveau pour endoscopes et instruments médicaux

Domaines d'application :

Actosed® Forte Ready peut être utilisé manuellement ou avec une machine à laver les endoscopes pour la désinfection de haut niveau des endoscopes flexibles et rigides, des instruments chirurgicaux en acier inoxydable, y compris les instruments chirurgicaux mini-invasifs (MIS), des matériaux d'anesthésie et des instruments médicaux non résistants à la chaleur.


Mode d'emploi :

Actosed® Forte Ready est prêt à l'emploi. Avant utilisation, nettoyez les surfaces et les canaux des instruments avec un nettoyant enzymatique adapté (nous recommandons **Actoclean® Perfect**).


Après le nettoyage, rincez et séchez les instruments.

Versez la solution **Actosed® Forte Ready** dans le bain d'instruments. Assurez-vous que tous les instruments et canaux entrent en contact avec la solution pendant l'application. Consultez le tableau d'activité microbiologique pour connaître les temps de contact recommandés. Gardez le couvercle du bain de désinfection fermé pendant l'utilisation. La solution **Actosed® Forte Ready** est stable jusqu'à 28 jours, selon le degré de saleté. La concentration minimale efficace (CME) du produit utilisé doit être vérifiée à l'aide des bandelettes réactives. En cas de turbidité de la solution et d'augmentation de la contamination, remplacez-la à 15 jours d'utilisation.


Instructions d'utilisation :




Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.



Avant d'utiliser **Actosed® Forte Ready**, nettoyez les surfaces et les canaux de l'instrument avec un nettoyant enzymatique adapté (**Actoclean® Perfect**). Rincez et séchez.




Actosed® Forte Ready est prêt à l'emploi. Versez la solution directement dans le bain.



Démontez les instruments nettoyés et placez-les dans la solution de manière à ce qu'ils soient entièrement recouverts. Fermez le couvercle du bain.



Attendez aussi longtemps que le temps d'action recommandé.



Retirez les instruments de la solution. Rincez-les à l'eau potable. Maintenez les instruments dans l'eau pendant 1 min. Répétez cette opération 2 fois de plus.

Pour l'utilisation de la machine à laver les endoscopes, veuillez toujours suivre les instructions du fabricant. Pour l'élimination, suivez scrupuleusement les procédures indiquées sur l'étiquette.

Instructions de rinçage :

Après le temps de contact recommandé, rincez l'instrument médical avec de l'eau potable, puis séchez-le. Pendant le rinçage, utilisez suffisamment d'eau pour recouvrir entièrement l'instrument et laissez-le dans l'eau pendant au moins 1 minute. Répétez cette opération deux (2) fois. Suivez les instructions du fabricant pour plus d'informations sur le rinçage.

Compatibilité des matériaux :

Actosed® Forte Ready convient aux instruments médicaux et aux endoscopes en verre, céramique, acier inoxydable, caoutchouc dur, ainsi qu'aux matériaux synthétiques tels que le plastique dur, le caoutchouc (y compris le latex et le silicone), le polyacrylate et le polycarbonate. Ce produit est utilisé dans les endoscopes de marques renommées telles que Wolf, Storz, Fujinon, Pentax et Olympus.

Composition chimique :

100 g contiennent :

2 % de glutaraldéhyde, des inhibiteurs de corrosion et des substances auxiliaires.

| Packaging | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Unit | Pieces in a Box | Article-No. |
| 5 L | 4 | 01.0303.5 |
| Test Strip - Pack of 25 pcs | 1 | 14.4164.25 |

| Microbiological Activity | Test Method | Concentration | Effect Time |
|---|-------------------|---------------|-------------|
| Bactericidal | EN 14561 | Ready-to-use | 15 min. |
| Fungicidal (C. albicans, A. brasiliensis) | EN 14562 | Ready-to-use | 15 min. |
| Tuberculocidal, Mycobactericidal | EN 14348 EN 14563 | Ready-to-use | 15 min. |
| Virucidal (Adeno, Polio, MNV) | EN 14476 | Ready-to-use | 15 min. |
| Sporicidal | EN 13704 | Ready-to-use | 1 hour |



Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

ACTO GmbH
Head Office & Factory
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37

Braunschweig Office
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

